

Иновации компании Cepheid в диагностике ТБ

Мирзоева Фарангиз Октамовна, MD, MPH



CE IVD In Vitro Diagnostic Medical Device

Рассматриваемые темы

- Обзор картриджа Xpert® MTB/XDR*
 - 10-цветная технология GeneXpert®
 - Обнаружение устойчивости к лекарственным препаратам
 - Клинические функциональные характеристики
 - Аналитические функциональные характеристики
- Прототип картриджа MTB Host Response** – предварительный вид

*CE-IVD. Медицинское изделие для диагностики *in vitro*. Может не поставляться в некоторые страны. Не поставляется в США

** Продукт на стадии разработки. Не для использования в диагностических процедурах. Не было на рассмотрении регулирующих органов.

Инновации компании Cepheid в диагностике ТБ

Xpert® MTB/XDR[^]



2010 г.

Сложная 4–6-
цветная технология
стала проще



2017 г.

Анализ кривых
плавления



2020 г.

От 6 цветов к 10

* CE-IVD. Медицинское изделие для диагностики *in vitro*. Может быть недоступно в некоторых странах

[^] CE-IVD. Медицинское изделие для диагностики *in vitro*. Может не поставляться в некоторые страны. Не поставляется в США.

10-цветная технология GeneXpert®

10-цветное возбуждение — матрица обнаружения

		Detect					
		Photodetectors/filters					
		Blue	Green	Yellow	Orange	Red	IR
Excite	UV	F1					
	Blue		F2		F7		F9
	Green			F3		F8	F10
	Yellow				F4		
	Red					F5	F6

CE-IVD. Медицинское изделие для диагностики *in vitro*. Не поставляется в некоторые страны. Недоступно в США; Chakravorty et al., Detection of Isoniazid-, Fluoroquinolone-, Amikacin-, and Kanamycin-Resistant Tuberculosis in an Automated, Multiplexed 10-Color Assay Suitable for Point-of-Care Use; Journal Clin Micro, December 2016.



See Results
in a New Light

Change how you see
results with the 10-Color
GeneXpert® System



10-цветная технология GeneXpert®

Что собой представляет 10-цветная технология?

1 10-цветный модуль = 6-цветный модуль + калибровка для 4 дополнительных красителей

2 Инновационная техника возбуждения-детекции

3 Выявляет более широкий спектр патогенов и предоставляет средства для выявления широкого спектра устойчивости к противомикробным препаратам, а также для синдромного тестирования в едином тесте



* CE-IVD. Медицинское изделие для диагностики *in vitro*. Может не поставляться в некоторые страны. Не поставляется в США.

Xpert® MTB/XDR*

упрощает проведение тестов на лекарственную чувствительность (ТЛЧ) ТБ



- Уточняющий тест для образцов, положительных по МБТ
- Одновременное обнаружение:
 - Комплекс МБТ, мутации, ассоциированные с устойчивостью к INH, ETH, FQ, SLID
- Встроенные контроли для каждого отдельного образца
 - Контроль зондов (PCC)
 - Контроль обработки образца (SPC)
- Результаты **менее чем за 90 минут¹**
- Закрытая система картриджа сводит к минимуму риск контаминации
- Результаты по первому требованию круглосуточно без выходных дней
- Произвольный доступ
- Одобрение ВОЗ в феврале 2021 г.


1. Вкладыш-инструкция теста Xpert MTB-XDR ENG PI 302-3514, Ред. В

* CE-IVD. Медицинское изделие для диагностики *in vitro*. Может не поставляться в некоторые страны. Не поставляется в США.

Xpert® MTB/XDR*

Описание теста и целевые последовательности

- Мультиплексный тест из 9 компонентов
- 10 неполностью комплементарных молекулярных маяков, нацеленных на 8 различных генов *M. tuberculosis*



Препарат	Генная мишень	Регионы кодонов	Исследуемые нуклеотиды
Изониазид	промотор <i>inhA</i>	Н/П	От –1 до –32, интергенные
	<i>katG</i>	311–319	939–957
	<i>fabG1</i>	199–210	597–630
	Интергенный регион	Н/П	От –5 до –50, интергенные
	<i>oxyR- ahpC</i>		
Этионамид	промотор <i>inhA</i>	Н/П	От –1 до –32, интергенные
Фторхинолоны	<i>gyrA</i>	87–95	261–285
	<i>gyrB</i>	531–544	1596–1632
Амикацин, канамицин, капреомицин	<i>rrs</i>	Н/П	1396–1417
	Промотор <i>eis</i>	Н/П	От –6 до –42, интергенные

Источник: Xpert MTB-XDR ENG PI 302-3514 ред. В; Zhang et al., Genome sequencing of 161 *Mycobacterium tuberculosis* isolates from China identifies genes and intergenic regions associated with drug resistance. Nature Genetics. сентябрь 2013 г.

* CE-IVD. Медицинское изделие для диагностики in vitro. Может не поставляться в некоторые страны.

Не поставляется в США.

Клиническая эффективность Xpert[®] MTB/XDR*

	по сравнению с фенотипическим ТЛЧ		по сравнению с секвенированием	
	Чувствительность	Специфичность	Чувствительность	Специфичность
изониазид	91,4 %	99,1 %	98,8 %	98,7 %
фторхинолоны	93,1 %	98,5 %	93,3 %	100 %
амикацин	91,9 %	99,4 %	96,4 %	100 %
канамицин	87,9 %	99,6 %	96,7 %	100 %
капреомицин	84,0 %	100 %	96,3 %	100 %
этионамид	64,7 %	98,3 %	97,2 %	100 %

➔ В секвенировании, являющемся эталонным стандартом, используются те же самые генные мишени

- При определении чувствительности к этионамиду тест Xpert MTB/XDR* и секвенирование нацелены только на промоторный регион *inhA*, поэтому наблюдается большее расхождение с результатами фенотипического ТЛЧ

Источник: Xpert MTB-XDR ENG PI 302-3514, Ред. В

* CE-IVD. Медицинское изделие для диагностики *in vitro*. Может не поставляться в некоторые страны. Не поставляется в США.

Аналитическая эффективность (предел определения) Xpert® MTB/XDR*

Тип образца	Предел определения (КОЕ/мл)
Необработанная мокрота	136
Осадок	86



Такая же аналитическая эффективность выявления МБТ в образцах по сравнению с Xpert® MTB/RIF[^]

Источник: Xpert MTB-XDR ENG PI 302-3514, Ред. В

[^] CE-IVD. Медицинское изделие для диагностики *in vitro*. Может не поставляться в некоторые страны.

* CE-IVD. Медицинское изделие для диагностики *in vitro*. Может не поставляться в некоторые страны. Не поставляется в США.

Xpert® MTB/XDR*

Аналитическая специфичность

- Панель из 57 микроорганизмов
 - 21 бактерия
 - 1 грибок
 - 7 вирусов
 - 28 нетуберкулезных микобактерий (НТМ)
- Аналитическая специфичность составила 100 %.
- Ни один из протестированных микроорганизмов не показал перекрестной реактивности с зондом для обнаружения МБТ
- Для всех микроорганизмов и для всех протестированных повторов был получен результат «МБТ НЕ ОБНАРУЖЕНА» (MTB NOT DETECTED)
- Все проанализированные виды НТМ, кроме *M. triviale*, показали в *rrs* температуру плавления (Tm) немутантного типа
- Недостаточные значения Tm для *gyrA* или *gyrB* были обнаружены у некоторых видов НТМ.


Table 12. Analytical Specificity of the Xpert MTB/XDR Assay (NTM)

Organism
<i>Mycobacterium asiaticum</i>
<i>Mycobacterium avium</i> NJH
<i>Mycobacterium celatum</i>
<i>Mycobacterium chelonae</i>
<i>Mycobacterium flavescens</i>
<i>Mycobacterium fortuitum</i> subsp. <i>Fortuitum</i>
<i>Mycobacterium gastri</i>
<i>Mycobacterium gordonae</i>
<i>Mycobacterium gordonae</i>
<i>Mycobacterium gordonae</i>
<i>Mycobacterium genavense</i>
<i>Mycobacterium haemophilum</i>
<i>Mycobacterium malmoense</i>
<i>Mycobacterium marinum</i>
<i>Mycobacterium phlei</i>
<i>Mycobacterium scrofulaceum</i>
<i>Mycobacterium simiae</i>
<i>Mycobacterium szulgai</i>
<i>Mycobacterium terrae</i>
<i>Mycobacterium thermoresistibile</i>
<i>Mycobacterium triviale</i>
<i>Mycobacterium vaccae</i>
<i>Mycobacterium xenopi</i>
<i>Mycobacterium avium</i>
<i>Mycobacterium intracellulare</i>
<i>Mycobacterium abscessus</i>
<i>Mycobacterium marinum</i>
<i>Mycobacterium kansasii</i>

Источник: Xpert MTB-XDR ENG PI 302-3514 ред. В; ; Cao et al., Xpert MTB/XDR: A ten-color reflex assay suitable for point of care settings to detect isoniazid-, fluoroquinolone-, and second-line injectable drug-resistance directly from *Mycobacterium tuberculosis* positive sputum, Journal of Clin Micro, accepted December 2020

* CE-IVD. Медицинское изделие для диагностики *in vitro*. Может не поставляться в некоторые страны. Не поставляется в США.

Новая парадигма инфицирования и заболевания туберкулезом




*Rising TB burden implies an increase in abundance of TB and pathogen biomarkers, compartment-specific changes in immunological responses, and a decrease in the probability of disease resolution in the absence of treatment.

FIG 1 Pathways of tuberculosis disease progression. After initial exposure, *M. tuberculosis* may be eliminated by the host immune response, persist as a latent infection, or progress to primary active disease. Following the establishment of latent infection, disease may persist in a latent form, naturally progress in a slow or rapid fashion to active tuberculosis, or cycle through incipient and subclinical states before developing into symptomatic disease or eventual disease resolution. Although not all possibilities for regression of disease burden are depicted, spontaneous recovery may occur in any of these clinical trajectories.

Ссылка: Drain et al., Incipient and Subclinical Tuberculosis: a Clinical Review of Early Stages and Progression of Infection, Clin Micro Rev, October 2018

Подходы Cepheid - TB Host response



- Выявление увеличения числа лекарственно-устойчивых форм туберкулеза



- Использовать анализ из крови, чтобы выявить более активный туберкулез

Благодарим
за внимание!

www.Cepheid.com

