




# Ghid de instalare a versiunii ClickOnce aplicației SIME TB




Versiunea documentului: 23/09/2014







Important: **Din 17/09/2014 versiunile precedente a sistemului informatic SIME TB (atît versiunea clasică, cît și cea MDR) se înlocuiesc cu versiunea nouă integrată a sistemului (versiunea ClickOnce).**

## 1. Pași necesari pentru instalarea aplicației

În dependență de browser-ul utilizat (Internet Explorer, Mozilla, Google Chrome, etc.) imaginile de mai jos pot să difere, dar pașii ca esență sunt aceiași.

1	Accesați în browser adresa: <a href="http://db.monitoring.mednet.md/">http://db.monitoring.mednet.md/</a>	
2	Accesați punctul "Instalarea aplicației SIME TB" din grupul "Versiunea ClickOnce a aplicației SIME TB"	
3	În dependență de prezența pe calculator a unui component suplimentar necesar aplicației următorii pași vor fi diferiți (componentul se numește NetFramework 2.0)	
4.1	În cazul prezenței componentului "NetFramework 2.0" va apărea imaginea din dreapta. Este necesar de făcut Click pe butonul "Install"	

<p>4.2</p>	<p>La următoarea etapă este necesar de confirmat instalarea aplicației prin accesarea butonului "Install"</p>	
<p>5.1</p>	<p>În cazul lipsei componentului "NetFramework 2.0" pe calculator după pasul 2 va apărea imaginea din dreapta.</p> <p>Spre deosebire de imaginea din punctul 4.1 în aceasta este mențiune explicită despre necesitatea instalării componentului necesar.</p> <p>Este necesar de făcut click pe butonul "Install" pentru instalarea la "NetFramework 2.0"</p>	
<p>5.2</p>	<p>Confirmați instalarea aplicației prin accesarea butonului "Run".</p>	

<p>5.3</p>	<p>În dependență de anumite situații poate fi necesar să confirmați suplimentar instalarea componentului "NetFramework 2.0".</p> <p>Dacă apare fereastra din dreapta indicați "Run".</p>	 <p>The publisher could not be verified. Are you sure you want to run this software?</p> <p>Name: setup.exe Publisher: <a href="#">Unknown Publisher</a></p> <p><input type="button" value="Run"/> <input type="button" value="Don't Run"/></p> <p> This file does not have a valid digital signature that verifies its publisher. You should only run software from publishers you trust. <a href="#">How can I decide what software to run?</a></p>
<p>5.4</p>	<p>La următoarea etapă este necesar de acceptat termenii standard de utilizare prin accesarea butonului "Accept".</p>	 <p><b>SIME TB Setup</b></p> <p>For the following components:</p> <p><b>.NET Framework 2.0 (x86)</b></p> <p>Please read the following license agreement. Press the page down key to see the rest of the agreement.</p> <p>MICROSOFT SOFTWARE SUPPLEMENTAL LICENSE TERMS MICROSOFT .NET FRAMEWORK 2.0 MICROSOFT WINDOWS INSTALLER 2.0 MICROSOFT WINDOWS INSTALLER 3.1 Microsoft Corporation (or based on where you live, one of its affiliates) licenses this supplement to you. If you are licensed to use Microsoft Windows operating system software (the "software"), you may use this supplement. You may not use it if you do not have a license for the software. You may use a copy of this supplement with each validly licensed copy of the software.</p> <p> View EULA for printing</p> <p><b>Do you accept the terms of the pending License Agreement?</b></p> <p>If you choose Don't Accept, install will close. To install you must accept this agreement.</p> <p><input type="button" value="Accept"/> <input type="button" value="Don't Accept"/></p>
<p>5.5</p>	<p>Așteptați finisarea instalației.</p>	 <p><b>SIME TB Setup</b></p> <p>Installing .NET Framework 2.0 (x86)...</p> <p></p> <p><input type="button" value="Cancel"/></p>

<p>5.6</p>	<p>La următoarea etapă se va trece automat la instalarea aplicației SIME TB (poziție analogică cu 4.2).</p> <p>Confirmați necesitatea instalării prin butonul "Install"</p>	
<p>6</p>	<p>După instalare aplicația se va lansa automat la execuție și va solicita autentificarea.</p>	

## 2. De reținut

1. Ideal de pe computer trebuie deinstalate versiunile precedente ale aplicației (SymetaTB și SIME TB MDR). Dar dacă acestea sunt prezente NU trebuie mai mult utilizate, trebuie utilizată doar versiunea nouă numită "SIME TB".
2. La fiecare lansare a aplicației aceasta va verifica dacă este ultima versiune și la necesitate se va instala automat versiunea nouă. Procesul poate dura, nu trebuie să vă sperie.
3. Versiunea nouă a sistemului toate datele le păstrează pe serverul amplasat la nivel național, respectiv pot apărea dificultăți în utilizarea acestuia în cazul canalului internet slab.
4. Aplicația se instalează în grupul "All programs /SIME TB". Vezi imaginea din dreapta, dar aceasta (imaginea) va diferi în dependență de sistemul de operare și limba acestuia.
5. Vor apărea probleme în utilizarea aplicației, dacă data/ora de la computer nu sunt indicate corect.



### 3. Potențiale probleme la instalarea aplicației

1. În unele situații componentul "NetFramework 2.0" este instalat pe computer, dar apar probleme cu instalarea aplicației. Încercați reinstalarea acestuia: i) mergeți la adresa <http://db.monitoring.mednet.md/> și accesați referința "Instalare separate a componentului NetFramework 2.0" din grupul "Versiunea ClickOnce a aplicației SIME TB".  
Important: Componentul poate fi reinstalat doar pentru sistemul de operare "Windows XP", în sistemele de operare mai noi acest component este integrat și nu poate fi deinstalat/reînnoit, etc.
2. Unele versiuni a anti-virusului Kaspersky blochează aplicația, încercați să dezactivați temporar anti-virusul (în versiunile următoare a aplicației se va încerca soluționarea problemei; problemă depistată în versiunea 1.0.0.23).